



DESCRIPTIF		PRODUIT	
Désignation :	Armoire de stérilisation OZONE	 	
Modèle No. :	OP - C-L300		
H.S code:	8543709990		
Certifications :	ISO Certificate - CEE		
Matériaux :	INOX		
Couleur :	GRIS INOX		
Voltage :	240V		
Ozone output (g/h):	6g/h		
Power(W) :	350 W		
Désinfection volume :	0.3 m ³		
Porte matériaux :	Verre Trempé		
structure interne:	3 couches		
Lumière :	1 pièce		
Qte:	1		
poids net:poids emb	80Kg / 134 Kg		
Dimensions (mm) :	680*570*1600		
Désinfection surface	500*500*1200mm		
dimensions emballé	800*720*1790mm		
MOQ :	1		
Garantie:	2 ans		
Remarques/ spécification	1. Ozone Céramic 2. Système Décharge CORONA 3. Refroidissement par AIR - ventilateur de circulation intégré 4. Minuteur : 0-999 min 5. Filtre HEPA H13 - 1 pièces 6. Mode de fonctionnement: automatique 7. La porte est verrouillée de l'intérieur pendant que la machine est en fonctionnement 8. Ozone Ceramic plate : heures de fonctionnement 3200 H maintenance - plaque céramique à changer uniquement	Délais livraisons	30 JOURS (indicatifs)
		Contrôle	
ENTREPRISE :	844 974 253 00016 / SIRET		
SOCIETE :	FORCE OZONE		
ADRESSE :	14 rue de la bastide : BP18536 CERGY PONTOISE		
Tel :	01 74 03 71 04	Fax :	
Mobile :		Contact :	
E-mail :	contact@ozone-medical.fr	Website:	https://ozone-medical.fr