



DESCRIPTIF		PRODUIT	
Désignation :	Armoire de stérilisation OZONE	 	
Model No. :	OP - C-L125		
H.S code:	8543709990		
Certifications :	ISO Certificate - CEE		
Matériaux :	INOX		
Couleur :	GRIS INOX		
Voltage :	240V		
Ozone output (g/h):	3g/h		
Power(W) :	180 W		
Désinfection volume :	0.125 m <sup>3</sup>		
Porte matériaux :	Verre Trempé		
Structure interne:	1 couche		
Lumière :	1 pièce		
Qte:	1		
poids net:poids emb	86 kg/55 kg		
Dimensions (mm) :	720*570*1000mm		
Désinfection surface	500*500*500mm		
dimension emballé	800*650*1120mm		
MOQ :	1		
Garantie:	1 an		
<b>Remarques/ spécification</b>	1. Ozone Ceramic 2. Système Décharge CORONA 3. Refroidissement par AIR - ventilateur de circulation intégré 4. Minuteur : 0-999 min 5. Filtre HEPA H13 - 1 pièces	<b>Délais livraisons</b>	30 JOURS ( indicatifs)
	6. Mode de fonctionnement: automatique 7. La porte est verrouillée de l'intérieur pendant que la machine est en fonctionnement	<b>Contrôle</b>	
	8. Ozone Ceramic plate : heures de fonctionnement 3200 H  maintenance - plaque céramique à changer uniquement		
<b>ENTREPRISE :</b>	844 974 253 00016 / SIRET		
<b>SOCIETE :</b>	FORCE OZONE		
<b>ADRESSE :</b>	49/51 rue de Ponthieu Immeuble D 75008 PARIS		
<b>Tel :</b>	01 84 60 12 32	<b>Fax :</b>	
<b>Mobile :</b>		<b>Contact :</b>	
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:contact@ozone-medical.fr">contact@ozone-medical.fr</a>	<b>Website:</b>	<a href="https://ozone-medical.fr">https://ozone-medical.fr</a>